

JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 2 ML (3 ML), LUER LOCK, SIN AGUJA



SKU: PG-+ BULK2 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Aguja](#), [desechable](#), [HENKEJECT](#), [Jeringuilla](#), [lock](#), [Luer](#), [piezas](#), [sin](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 2 ML (3 ML), LUER LOCK, SIN AGUJA

Descripción: Jeringuilla desechable, 2 piezas.

Nombre del producto: HENKE-JECT

Volumen y graduación: 2 ml (3 ml)

Consejo: Luer lock, sin aguja.

Uso: no estéril.

Color de gradación: gradación azul

Émbolo de jeringa: Émbolo de PP.

Materiales: fabricado en polipropileno.

certificado según en: CE

Tamaño: 2

[Source link](#)

[Syringes](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO