

JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 5 ML (6 ML), LUER LOCK, CON AGUJA



SKU: PG-7 47004 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Aguja](#), [con](#), [desechable](#), [HENKEJECT](#), [Jeringuilla](#), [lock](#), [Luer](#), [piezas](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 5 ML (6 ML), LUER LOCK, CON AGUJA

Descripción: Jeringuilla desechable, 2 piezas.

Nombre del producto: HENKE-JECT

Volumen y graduación: 5 ml (6 ml)

Consejo: Luer lock, con aguja.

Uso: estéril

Color de gradación: gradación azul

Materiales: fabricado en polipropileno.

certificado según en: CE

Talla 5

[Source link](#)

[Syringes](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO