

JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 5 ML (6 ML), LUER-LOCK, SIN AGUJA



SKU: PG-+ BULK5LL | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Aguja](#), [desechable](#), [HENKEJECT](#), [Jeringuilla](#), [LuerLock](#), [piezas](#), [sin](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 5 ML (6 ML), LUER-LOCK, SIN AGUJA

+ BULK5LL

Descripción: Jeringuilla desechable, 2 piezas.

Nombre del producto: HENKE-JECT

Volumen y graduación: 5 ml (6 ml)

Consejo: Luer Lock, sin aguja.

Uso: no estéril.

Émbolo de jeringa: Émbolo de PP.

Materiales: fabricado en polipropileno.
certificado según en: CE

Talla 5

[Source link](#)

[Syringes](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO