

## JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 5 ML (6 ML), LUER LOCK, SIN AGUJA



**SKU:** PG-+ BULK5 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Aguja](#), [desechable](#), [HENKEJECT](#), [Jeringuilla](#), [lock](#), [Luer](#), [piezas](#), [sin](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 5 ML (6 ML), LUER LOCK, SIN AGUJA

Descripción: Jeringuilla desechable, 2 piezas.

Nombre del producto: HENKE-JECT

Volumen y graduación: 5 ml (6 ml)

Consejo: Luer lock, sin aguja.

Uso: no estéril.

Color de gradación: gradación azul

Émbolo de jeringa: Émbolo de PP.

Materiales: fabricado en polipropileno.

certificado según en: CE

Talla 5

[Source link](#)

[Syringes](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO