

## JERINGUILLA DESECHABLE, 3 PIEZAS, HENKE-JECT 20 ML (24 ML), LUER LOCK, CON AGUJA



**SKU:** PG-7 45508 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Aguja](#), [con](#), [desechable](#), [HENKEJECT](#), [Jeringuilla](#), [lock](#), [Luer](#), [piezas](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **JERINGUILLA DESECHABLE, 3 PIEZAS, HENKE-JECT 20 ML (24 ML), LUER LOCK, CON AGUJA**

Descripción: Jeringuilla desechable, 3 piezas.

Nombre del producto: HENKE-JECT

Volumen y graduación: 20 ml (24 ml)

Consejo: Luer lock, con aguja.

Uso: estéril

Tamaño: 20

[Source link](#)

[Syringes](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO