

## JERINGUILLA DESECHABLE, 3 PIEZAS, HENKE-JECT 20 ML (24 ML), LUER LOCK, SIN AGUJA



**SKU:** PG-7 45008 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Aguja](#), [desechable](#), [HENKEJECT](#), [Jeringuilla](#), [lock](#), [Luer](#), [piezas](#), [sin](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### JERINGUILLA DESECHABLE, 3 PIEZAS, HENKE-JECT 20 ML (24 ML), LUER LOCK, SIN AGUJA

Descripción: Jeringuilla desechable, 3 piezas.

Nombre del producto: HENKE-JECT

Volumen y graduación: 20 ml (24 ml)

Consejo: Luer lock, sin aguja.

Uso: estéril

Tamaño: 20

[Source link](#)

[Syringes](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Syringes

COTECNO