

## JERINGUILLA DESECHABLE, 3 PIEZAS, HENKE-JECT 5 ML (6 ML), LUER-LOCK, SIN AGUJA



**SKU:** PG-7 45104 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Aguja](#), [desechable](#), [HENKEJECT](#), [Jeringuilla](#), [LuerLock](#), [piezas](#), [sin](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **JERINGUILLA DESECHABLE, 3 PIEZAS, HENKE-JECT 5 ML (6 ML), LUER-LOCK, SIN AGUJA**

Descripción: Jeringuilla desechable, 3 piezas.

Nombre del producto: HENKE-JECT

Volumen y graduación: 5 ml (6 ml)

Consejo: Luer Lock, sin aguja.

Uso: estéril

Talla 5

[Source link](#)

[Syringes](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO