

JUEGO COMPACTO DE BANCO DE GRAVEDAD ESPECÍFICA, 220V 50/60HZ -H-2717.4F



SKU: H-2717.4F | **Categorías:** [Agregados](#), [Estructura Plataforma](#), [Gravedad específica](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T166](#), [AASHTO T209](#), [AASHTO T275](#), [ASTM C127](#), [ASTM C20](#), [ASTM C642](#), [ASTM C830](#), [ASTM D1188](#), [ASTM D2041](#), [ASTM D2726](#); [AASHTO T85](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El banco compacto de gravedad específica incluye nuestro banco compacto, que mide 15.75 "x 19.75" x 39 "alto (400 x 502 x 991 mm) e incluye un orificio para acomodar la báscula de peso. Incluye un tanque de polietileno de 10 galones Dimensiones internas de 12 "x 12" x 18 "(305 x 305 x 457 mm) El tanque viene con una válvula de drenaje y un puerto de desbordamiento. También viene con un calentador de tanque duradero H-2712A.6, de 200 vatios, y una bomba de circulación, ambos acoplados a un soporte de montaje de acero inoxidable que se sujeta de forma segura al tanque.

El banco de gravedad específico compacto incluye dos recipientes de muestra, un contenedor de 7.5 " de diámetro x 7.4" de alto (191 x 191 mm) y un soporte con cable abierto de 5.5 " x 8.25" (140 x 210 mm).

Solicite una báscula de pesaje por separado.

El juego de banco de gravedad específicos compactos admite las siguientes normas: ASTM C20, [ASTM C127](#), ASTM C642, ASTM C830, ASTM D1188, [ASTM D2041](#), ASTM D2726; AASHTO T85, AASHTO T166, AASHTO T209, AASHTO T275

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO