

**JUEGO DE AGUJAS DE RESISTENCIA, 1/2 PULGADAS CUADRADAS (3.22 CM2) -  
H-4143.50**



**SKU:** H-4143.50 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Juego de agujas de resistencia, 1/2 pulgadas cuadradas (3.22 cm<sup>2</sup>)

Aguja de resistencia para su uso con el Aparato de resistencia a la penetración H-4137.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO