

**JUEGO DE AGUJAS DE RESISTENCIA, 1/3 PULGADAS CUADRADAS (1.29 CM2) -  
H-4143.33**



**SKU:** H-4143.33 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Juego de agujas de resistencia, 1/3 pulgadas cuadradas (1.29 cm<sup>2</sup>)

Aguja de resistencia para su uso con el Aparato de resistencia a la penetración H-4137.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO