

**JUEGO DE AGUJAS DE RESISTENCIA, 1/5 PULGADAS CUADRADAS (2.15 CM2) -
H-4143.20**



SKU: H-4143.20 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Juego de agujas de resistencia, 1/5 pulgadas cuadradas (2.15 cm²)

Aguja de resistencia para su uso con el Aparato de resistencia a la penetración H-4137.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO