

JUEGO DE BANCO DE GRAVEDAD ESPECÍFICA -H-2713B.4F



SKU: H-2713B.4F | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Estructura Plataforma](#), [Gravedad específica](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T166](#), [AASHTO T209](#), [AASHTO T85](#), [AASHTO T275](#), [ASTM C127](#), [ASTM C20](#), [ASTM C642](#), [ASTM C830](#), [ASTM D1188](#), [ASTM D2041](#), [ASTM D2726](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestro banco de pesaje por gravedad específico incluye nuestro banco de lujo, un kit de tanque de gravedad específico H-2712 con calentador y bomba de circulación.

El banco mide 46 "(1168 mm) de alto con una plataforma superior de 31" x 25 "(787 x 635 mm), que incluye un orificio para acomodar la báscula de peso por debajo y una repisa operada por manivela que le permite traer el agua tanque hasta la muestra, lo que facilita la inmersión de la muestra.

El kit de tanque H-2712 está compuesto por 26 galones. (98.4L) tanque de polietileno, que mide 18 "x 18" x 18 "(457 x 457 x 457mm) y viene con una válvula de drenaje y puerto de desbordamiento. También viene con un calentador de tanque duradero de 200 vatios y una bomba de circulación , los cuales están unidos a un soporte de montaje de acero inoxidable que se sostiene de forma segura en el tanque.

Solicite una báscula de pesaje por separado.

El banco de gravedad específica admite las siguientes normas: ASTM C20, [ASTM C127](#), ASTM C642, ASTM C830, ASTM D1188, [ASTM D2041](#), ASTM D2726, AASHTO T85, AASHTO T166, AASHTO T209, AASTO T275

ACCESORIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	H-3351	Contenedor de muestras para la solidez del agregado
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3353	Recipiente de muestra para agregado grueso
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3371	Cesta de gravedad específica
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3355	Tamiz de Gravedad Específica # 4
<input checked="" type="checkbox"/>	H-2715	Tubo hueco, gravedad específica
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3372	Cubo de reemplazo QuarterMaster™
<input checked="" type="checkbox"/>	HB-3535	Balanza de alta capacidad Ohaus Ranger 7000, 9,000g - 40,000g
<input checked="" type="checkbox"/>	HB-4506A	12.000 Ohaus Explorador de Equilibrio de alta capacidad
<input checked="" type="checkbox"/>	HB-4545B	Balanzas de precisión Adam Nimbus, 9,000g - 40,000g

[/vc_column_text][vc_column_text]ASTM C20

[ASTM C127](#)

ASTM C642

ASTM C830

ASTM D1188

[ASTM D2041](#)

ASTM D2726

AASHTO T85

AASHTO T166

AASHTO T209

AASHTO T275

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO