

JUEGO DE BARRENA PARA TENSÍOMETROS DE LABORATORIO



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Juego de Barrena para Tensiómetros de Laboratorio Información del producto:

Usando este conjunto, se pueden perforar agujeros para la inserción de tensiómetros de laboratorio (Tensio 130) en muestras de suelo. El conjunto incluye tres barrenos de varios diámetros. Ya está incluido en el dispositivo de perforación para la instalación del tensiómetro, que se entrega con el dispositivo ku-pF.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO