

JUEGO DE CALZAS RTR POSITECTOR CERTIFICADO



Se utiliza para verificar la precisión y el funcionamiento de PosiTector RTR y otros lectores de cinta de réplica micrométrica de resorte.

Características principales:

- Ideal para cumplir con los requisitos de control de calidad ISO e internos. Incluye Certificado de Calibración trazable a PTB.
- Precisión: ± 1.25 micras
- Las cuñas, junto con nuestro procedimiento de calibración, le permiten verificar la precisión de altura (H, HL) de los instrumentos PosiTector RTR

SKU: STDCSSRTR | **Categorías:** [Accesorios de Rugosímetro](#), [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO