

## JUEGO DE DOSIFICADORES CON TUBO DE DESAGÜE OPTIFIX 200 - 500 ML



**SKU:** PG-101 09458 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [con](#), [desagüe](#), [dosificadores](#), [Juego](#), [OPTIFIX](#), [Tubo](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### JUEGO DE DOSIFICADORES CON TUBO DE DESAGÜE OPTIFIX 200 - 500 ML

Descripción: Dispensador para un juego de tubos de salida.

Nombre del producto: OPTIFIX

Volumen y graduación/tamaño: 200 - 500 ml.

Materiales: fabricado en PTFE, PP.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO