


JUEGO DE MOLDES CBR ASTM BSO-209 SET



SKU: N / A | **Categorías:** [Componentes de prueba CBR](#), [CBR](#), [Laboratorio de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Molde CBR completo con cuello y base perforada.
- ASTM; 152,4 mm de diámetro x 177,8 mm de altura
- BS; 152 mm de diámetro x 127 mm de altura

Viene con placa base perforada y placa base no perforada, marco cuello, collarín de corte, peso de sobrecarga dividido de 2,27 kg y disco de paletas. Completamente galvanizado.

	Código de Producto	BSO-209 Set
Peso		29 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO