

## JUEGO DE PRUEBA MECÁNICA CBR -H-4152



**SKU:** H-4152 | **Categorías:** [CBR](#), [CBR Marcos de carga](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto completo de pruebas mecánicas utilizado para las pruebas de CBR. Incluye un complemento completo de equipos de prueba para realizar pruebas de CBR. El conjunto de prueba presenta la prensa de carga H-4156 (marco de carga), que utiliza un gato mecánico de dos posiciones para proporcionar velocidades de prueba estables, así como un desplazamiento rápido de la placa para el posicionamiento de la muestra. La prensa incluye un anillo de carga calibrado H-4454.100, 11,000lbf (48.8kN), un pistón de penetración H-4178, 1.95 "(49.5mm) diámetro (área 3 in<sup>2</sup>), un H-4158.1, 1,000" x .001 , indicador de cuadrante y un soporte indicador de dial H-4178BR, Dimensiones totales: 18 "x 12" x 34 "(45.8 x 30.5 x 86.4cm).

### El conjunto de prueba de CBR incluye:

- H-4156: (1) Prensa de carga mecánica
- H-4151: (4) molde
- H-4153: (1) Disco espaciador
- H-4154: (4) pantallas de filtro
- H-4172: (2) Placas hinchables
- H-4158: (1) accesorio para trípode
- H-4175; (4) Pesos de recargo
- H-4176: (4) Pesos de recargo ranurado
- H-4170A: (1) Martillo de densidad
- H-4144.12: (1) Borde recto, 12 pulgadas
- H-4174: (1) Borde de corte

### • [Repuestos](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4151	CBR molde con base perforada, 6 "
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4153	Disco Espaciador
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4154	Pantallas de filtro
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4172	Placa de Hinchamiento
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4158	Acoplamiento del trípode
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4460	Calibrador de Gauge
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4175	Pesos de recargo, 5 lb
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4176	Pesos de recargo ranurados, 5 lb
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4174	Borde de corte

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO