

JUMBOMIX WARM MIX



SKU: N / A | Categorías: [Microbiología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Especial Trichinella

JumboMix 3500 WarmMix® permite la homogeneización rápida y segura de muestras de gran tamaño sin riesgos de contaminación cruzada. Su puerta a temperatura regulada y regulable (de 20°C hasta 50°C) permite condiciones óptimas para el estudio de Trichinella en la carne.

 [Folleto](#)  [Ficha técnica](#)

VENTAJAS

1. HOMOGENEIZACIÓN RÁPIDA DE MUESTRAS DE GRAN TAMAÑO CON EXTRACCIÓN BACTERIANA ÓPTIMA

- Pruebas de esterilidad de productos disponible
- Estudio de Trichinella en la carne
- Detección de productos fibrosos para la microbiología / química
- Mezcla de productos para las industrias (polvo, polímeros ...)
- Ideal para 0157H7 E-Coli
- Evaluación de riesgos en el agua potable mediante el análisis de partículas microscópicas
- Extracción de Cryptosporidium y Giardia parásitos (mezcla de fibras de agua y filtros)

2. PRECISIÓN

- Extracción óptima de bacterias
- Temperatura regulable (de 20°C hasta 50°C)
- Velocidad de homogeneización regulable (1.5 - 3 - 4.5 - 6 golpes por segundo)
- Tiempo de homogeneización regulable (1 segundo - 1 hora o infinito)
- Fuerza de homogeneización regulable : adaptado a cualquier tipo de muestra (PATENTADO)

3. FÁCIL DE UTILIZACIÓN

- Adaptado a cualquier tipo de muestra : fuerza de homogeneización regulable
- Pantalla digital multifunción : control fácil
- Side-by-side paddle stop: easy insertion of the bag
- Q-Tight® cerrada : no riesgos de fugas por arriba

4. FÁCIL DE LIMPIAR

- Piezas electrónicas protegidas
- La puerta se abre completamente a 270° para facilitar el acceso a la cámara del homogeneizador
- Recipiente de seguridad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications of the model.

Scroll down for the comparison with other models of the range.

JumboMix® 3500 WarmMix®

Reference	033 230
Optimal blending volume	200-3500 mL


JumboMix® 3500 WarmMix®

Blending time	from 1 s to 59 mn, count-down, ∞
Speed	variable 1.5 / 3 / 4.5 / 6 strokes/s
Window door	<input type="checkbox"/>
270° opening door	<input type="checkbox"/>
Security drip tray	<input type="checkbox"/>
Adjustable blending power (up to 22.6 kg thrust)	<input type="checkbox"/>
Blending power indicator	<input type="checkbox"/>
Digital screen	<input type="checkbox"/>
Q-Tight® anti-leak system	<input type="checkbox"/>
Side-by-side paddle stop	<input type="checkbox"/>
All stainless steel	<input type="checkbox"/>
Compact and ergonomic	<input type="checkbox"/>
Regulated heating door	<input type="checkbox"/>
Door weight	6.1 kg
Dimensions (w x d x h)	63 x 50 x 47 cm
Weight	63 kg
Power	100-127 V / 220-240 V 50-60 Hz
Life guarantee	Shock absorbers
3 years guarantee (after registration)	<input type="checkbox"/>

- Delivered with: power cord, user's manual, security drip tray, free sterile packs of filter bags.

Comparison with other models of the range

	JumboMix 3500 VP	JumboMix 3500 VW	JumboMix 3500 WarmMix
Reference	031 230	032 230	033 230
Optimal blending volume	200-3500 mL		
Blending time	from 1 s to 59 mn, count-down, ∞		
Speed	variable 1.5 / 3 / 4.5 / 6 strokes/s		
Window door	-	<input type="checkbox"/>	
270° opening door	<input type="checkbox"/>		
Security drip tray	in option	<input type="checkbox"/>	
Adjustable blending power (up to 22.6 kg thrust)	<input type="checkbox"/>		
Blending power indicator	<input type="checkbox"/>		
Digital screen	<input type="checkbox"/>		
Q-Tight® anti-leak system	<input type="checkbox"/>		
Side-by-side paddle stop	<input type="checkbox"/>		
All stainless steel	<input type="checkbox"/>		
Compact and ergonomic	<input type="checkbox"/>		
Regulated heating door	-		<input type="checkbox"/>
Door weight	6.9 kg	3.9 kg	6.1 kg
Dimensions (w x d x h)	52 x 47 x 47 cm		63 x 50 x 47 cm

	JumboMix 3500 VP	JumboMix 3500 VW	JumboMix 3500 WarmMix
Weight	58 kg	56 kg	63 kg
Power	100-127 V / 220-240 V 50-60 Hz		
Life guarantee	Shock absorbers and window door		
3 years guarantee (after registration)			

Certificado

Producto hecho para INTERSCIENCE por Interlab, empresa certificada ISO 9001.

ACCESORIOS

No picture

Drip tray

Ref. 036 000



JumboStand

Ref. 037 000

PRODUCTOS ASOCIADOS

Productos complementarios

- [BagFilter](#), bolsas de homogeneización
- [DiluFlow](#), diluidores
- [LabTools](#), accesorios de laboratorio
- [BagMixer Packs](#)>

DESCARGAS

[Please go to the Download section for :](#)

[High-definition photos / Illustrations / Videos / Scientific articles / Various marketing tools](#)

• FICHA TÉCNICAE

JumboMix



• FOLLETO

JumboMix



Accesorios JumboMix



[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO