

**JUNTA (ADAPTADOR DE REDUCCIÓN) BOCA GRANDE Y TAPÓN PEQUEÑO, BOCA DE
ESMERILADO ESTÁNDAR - BELLVID-CJUNTABGTP-02**



SKU: B-01-21-0100-0401 | **Categorías:** [Adaptador y articulaciones](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Características:

| Modelo | Código Sku | Boca molida | Tapón de tierra |
|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| BellVid-CJuntaBGTP-01 | B-01-21-0100-0400 | 14/23 | 10/19 |
| BellVid-CJuntaBGTP-02 | B-01-21-0100-0401 | 19/26 | 10/13 |
| BellVid-CJuntaBGTP-03 | B-01-21-0100-0402 | 19/26 | 14/23 |
| BellVid-CJuntaBGTP-04 | B-01-21-0100-0403 | 24/29 | 10/19 |
| BellVid-CJuntaBGTP-05 | B-01-21-0100-0404 | 24/29 | 14/23 |
| BellVid-CJuntaBGTP-06 | B-01-21-0100-0405 | 24/29 | 19/26 |
| BellVid-CJuntaBGTP-07 | B-01-21-0100-0406 | 29/32 | 19/26 |
| BellVid-CJuntaBGTP-08 | B-01-21-0100-0407 | 29/32 | 24/29 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO