

**JUNTA (ADAPTADOR DE REDUCCIÓN) BOCA GRANDE Y TAPÓN PEQUEÑO, BOCA DE  
ESMERILADO ESTÁNDAR - BELLVID-CJUNTABGTP-04**



**SKU:** B-01-21-0100-0403 | **Categorías:** [Adaptador y articulaciones](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

### Características:

Modelo	Código Sku	Boca molida	Tapón de tierra
BellVid-CJuntaBGTP-01	B-01-21-0100-0400	14/23	10/19
BellVid-CJuntaBGTP-02	B-01-21-0100-0401	19/26	10/13
BellVid-CJuntaBGTP-03	B-01-21-0100-0402	19/26	14/23
BellVid-CJuntaBGTP-04	B-01-21-0100-0403	24/29	10/19
BellVid-CJuntaBGTP-05	B-01-21-0100-0404	24/29	14/23
BellVid-CJuntaBGTP-06	B-01-21-0100-0405	24/29	19/26
BellVid-CJuntaBGTP-07	B-01-21-0100-0406	29/32	19/26
BellVid-CJuntaBGTP-08	B-01-21-0100-0407	29/32	24/29

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO