

**JUNTA (ADAPTADOR DE REDUCCIÓN) BOCA GRANDE Y TAPÓN PEQUEÑO, BOCA DE  
ESMERILADO ESTÁNDAR - BELLVID-CJUNTABGTP-06**



**SKU:** B-01-21-0100-0405 | **Categorías:** [Adaptador y articulaciones](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

### Características:

| Modelo                | Código Sku        | Boca molida | Tapón de tierra |
|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| BellVid-CJuntaBGTP-01 | B-01-21-0100-0400 | 14/23       | 10/19           |
| BellVid-CJuntaBGTP-02 | B-01-21-0100-0401 | 19/26       | 10/13           |
| BellVid-CJuntaBGTP-03 | B-01-21-0100-0402 | 19/26       | 14/23           |
| BellVid-CJuntaBGTP-04 | B-01-21-0100-0403 | 24/29       | 10/19           |
| BellVid-CJuntaBGTP-05 | B-01-21-0100-0404 | 24/29       | 14/23           |
| BellVid-CJuntaBGTP-06 | B-01-21-0100-0405 | 24/29       | 19/26           |
| BellVid-CJuntaBGTP-07 | B-01-21-0100-0406 | 29/32       | 19/26           |
| BellVid-CJuntaBGTP-08 | B-01-21-0100-0407 | 29/32       | 24/29           |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO