



## JUNTA TÓRICA, 1.4 " (35MM) -HM-4182.14



**SKU:** HM-4182.14 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Junta tórica](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

COTECHNO



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para sellar las membranas del fluido confinado y la muestra. Neopreno 12 / paquete.

COTECHNO



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO