

JUNTA TÓRICA, 2,8 '' (70 MM) -HM-4182.28



SKU: HM-4182.28 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Junta tórica](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para sellar las membranas del fluido confinado y la muestra. Neopreno 12 / paquete.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO