

## JUNTA TÓRICA, 2,8 '' (70 MM) -HM-4182.28



**SKU:** HM-4182.28 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Junta tórica](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para sellar las membranas del fluido confinado y la muestra. Neopreno 12 / paquete.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO