

## KIRAY 100 TERMÓMETRO INFRAROJO



El termómetro de infrarrojos Kimo KIRAY 100 con doble puntería láser es un instrumento clave para diagnosticar, inspeccionar y controlar cualquier temperatura, con la ventaja de utilizar tecnología "sin contacto". Tiene un rango de -50 a + 800 ° C .

Un termómetro infrarrojo mide la temperatura de la superficie de objetos calientes que son peligrosos o de difícil acceso.

Rango de -50 a + 800 ° C

Respuesta espectral: 8 - 14  $\mu\text{m}$

Óptico: 20: 1

Vista láser dual: longitud de onda: de 630 nm a 670 nm

Emisividad: ajustable de 0,10 a 1,00 (preestablecido a 0,95)

Alarma alta / baja



**SKU:** BELLKIRAY 100 | **Categorías:** [Temperatura](#), [Termómetros](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO