

KIRAY 300 TERMÓMETRO INFRAROJO



El termómetro de infrarrojos Kimo KIRAY 300 con doble puntería láser es un instrumento clave para diagnosticar, inspeccionar y controlar cualquier temperatura, con la ventaja de utilizar tecnología "sin contacto". Tiene un rango de medición de $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+1850\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Un termómetro infrarrojo mide la temperatura de la superficie de objetos calientes que son peligrosos o de difícil acceso.

Rango de medición de $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+1850\text{ }^{\circ}\text{C}$

Respuesta espectral 8 - 14 μm

Óptico: 50: 1

Vista láser dual: longitud de onda 630-670 nm

Emisividad: ajustable de 0,10 a 1,00 (preestablecido a 0,95)

Alarma alta / baja y sonda termopar K



SKU: BELLKIRAY 300 | **Categorías:** [Temperatura](#), [Termómetros](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO