

## KIRAY 50 TERMÓMETRO INFRAROJO



El termómetro de infrarrojos Kimo KIRAY 50 con doble puntería láser es un instrumento clave para diagnosticar, inspeccionar y controlar cualquier temperatura, con la ventaja de utilizar tecnología "sin contacto". Tiene un rango de medición de -50 a + 380 ° C.

Rango de medición de -50 a + 380 ° C

Respuesta espectral: 6 - 14  $\mu\text{m}$

Óptico: 12: 1

Vista láser dual: longitud de onda: de 630 nm a 670 nm

Emisividad: valor fijo 0,95

**SKU:** KIRAY 50 | **Categorías:** [Temperatura](#), [Termómetros](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO