

## KIT AIRIMETRO EN HORMIGÓN -H-2756



**SKU:** H-2756 | **Categorías:** [Airímetros](#), [Airímetros/Indicadores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#)  
| **Etiquetas:** [AASHTO T199](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El kit completo para medir el contenido de aire del concreto fresco incluye un indicador de aire H-2755, instrucciones, un cepillo de limpieza y una botella de plástico tipo comprimido para alcohol en una caja de plástico. El kit no reemplaza los medidores de aire convencionales.

El juego de indicadores de aire de concreto Chace admite las siguientes normas: AASHTO T199

### REPUESTOS



[H-2755.2](#)

Tubo de filtro de vidrio con indicador de aire

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO