

KIT DE 8 SONDAS



SKU: N / A | **Categorías:** [Sondas para Analizador de Texturas](#), [viscosidad y reología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit de 8 sondas

[/col][[/row]

Kit para múltiples aplicaciones

Número de pieza

121023 SONDA CÓNICA 30 °

130019 SONDA ESFÉRICA 1/2 - Diámetro: 30 mm

130037 SONDA CILÍNDRICA - H: 25 mm Diámetro: 40 mm

130064 SONDA CORTADORA - 25 mm

130077 SONDA CILÍNDRICA - Diámetro: 2 mm

130079 SONDA ESFÉRICA 1/2 - Diámetro: 8 mm

130101 SONDA PLANA - Diámetro: 50 mm

130124 SONDA CILINDRICA - Diámetro: 10 mm

[/col][[/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO