

## KIT DE ACTUALIZACIÓN DE ECO DE PULSO ULTRASÓNICO RÁPIDO -HC-6451



Kit de actualización para actualizar el Pundit 200 a Pundit 250 Matriz compuesta por: transductor Pundit Array, software Pundit 250 Array, Pundit Array Cable 12-pin 1.5m, prueba de contacto Pundit Array, 6 pilas AA recargables NiMH, cinta calibrada, DVD con software, documentación , estuche de transporte.

**SKU:** HC-6451 | **Categorías:** [Analizador de ultrasonido](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO