

## KIT DE CALIBRACIÓN PARA COMPACTADOR MECÁNICO -H-4169CK



**SKU:** H-4169CK | **Categorías:** [Compactación](#), [Compactadores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para usar con el compactador mecánico automático H-4169. El kit de calibración incluye un aparato de deformación de plomo, micrómetro y 50 cilindros de calibración de plomo.

- [Manuales](#)

[H-4169CK\\_MSDS](#)(Producto MSDS PDF)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO