

## KIT DE DISECCIÓN PARA CARPAS KOI PB.5115 PARA MICROSCOPIOS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios para Reparación de Muestras de Microscopio](#), [Equipos de Disección para Microscopios](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euromex ofrece tanto a los profesores, estudiantes y aficionados de microscopía una amplia gama de productos necesarios para la preparación de las muestras de microscopía como pueden ser porta-objetos, cubre-objetos, kits de disección, tinciones, solución de montaje, microtomos... Productos de calidad y la mejor manera de complementar su microscopio Euromex

### Kit de disección de 8 piezas para carpas Koi en caja de plástico PB.5115

Kit que incluye pinza con puntas serradas, pinza con puntas redondeadas, dos tijeras de disección, sonda de punta roma, bisturí N° 4, paquete de 5 cuchillas de punta roma y paquete de 5 cuchillas de punta afilada. En caja de plástico

## A DESTACAR

- 8 piezas
- Calidad superior
- Con caja de plástico
- Fabricado con acero inoxidable

## MODELOS

MODELO	Número de piezas	Incluye	Suministrado con
Kit de disección para PB.5115 Carpas Koi	8	Pinza de puntas serradas (PB.5060) Pinza de puntas romas (PB.5062) Tijera de disección (PB.5080) Tijera de disección (PB.5084) Sonda de punta roma (PB.5056) Bisturí N°4 (PB.5094) 5 Cuchillas (PB.5095)	Caja de plástico

MODELO Kit de disección para

Número de piezas

Incluye

Suministrado con

5 Cuchillas (PB.5096)

## ESPECIFICACIONES

Kit de disección para carpas Koi que incluye pinza de disección (PB.5060), pinza de disección con puntas romas (PB.5062), tijera con punta roma/afilada (PB.5080), tijera de disección con puntas afiladas (PB.5084), sonda con punta roma (PB.5056), bisturí N<sup>º</sup>4 (PB.5094), 5 cuchillas con punta afilada (PB.5095) y 5 cuchillas con punta roma (PB.5096)

Todos nuestros instrumentos están hechos de acero inoxidable de máxima calidad. Se suministra en caja de plástico

## DOWNLOADS



[Accesorios de preparación ficha técnica Español](#)download

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO