

KIT DE DISECCIÓN PB.5110 PARA MICROSCOPIOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios para Reparación de Muestras de Microscopio](#), [Equipos de Disección para Microscopios](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euromex ofrece tanto a los profesores, estudiantes y aficionados de microscopía una amplia gama de productos necesarios para la preparación de las muestras de microscopía como pueden ser porta-objetos, cubre-objetos, kits de disección, tinciones, solución de montaje, microtomos... Productos de calidad y la mejor manera de complementar su microscopio Euromex

Kit de disección de 4 piezas en estuche de imitación a cuero modelo PB.5110

Kit que incluye aguja recta de disección, pinzas de disección, tijeras de disección y un bisturí

A DESTACAR

- Kit de 4 piezas
- Calidad superior
- Estuche de imitación a cuero
- Fabricados en acero inoxidable

MODELOS

MODELOS	Kit de disección para	Número de piezas	Incluye	Suministrado con
PB.5110	Todas las aplicaciones	4	Aguja de disección (PB.5050) Pinza de disección (PB.5067) Tijeras de disección (PB.5084) Bisturí (PB.5092)	Estuche de imitación a cuero

ESPECIFICACIONES

Kit de disección con una aguja recta (PB.5050), pinzas de disección (PB.5067), tijeras de disección (PB.5084) y un bisturí (PB.5092)

Todos nuestros instrumentos están hechos de acero inoxidable de máxima calidad. Se suministra con estuche de imitación a cuero

Downloads



[Accesorios de preparación ficha técnica Españoldownload](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO