

## KIT DE DISECCIÓN PB.5111 PARA MICROSCOPIOS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios para Reparación de Muestras de Microscopio](#), [Equipos de Disección para Microscopios](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euromex ofrece tanto a los profesores, estudiantes y aficionados de microscopía una amplia gama de productos necesarios para la preparación de las muestras de microscopía como pueden ser porta-objetos, cubre-objetos, kits de disección, tinciones, solución de montaje, microtomos... Productos de calidad y la mejor manera de complementar su microscopio Euromex

### Kit de disección de 6 piezas en caja de plástico modelo PB.5111

Kit que incluye aguja recta de disección, aguja con forma de lanceta, pinzas de disección, tijeras de disección y un bisturí para cuchillas intercambiables N°4 y un paquete de 5 cuchillas

### A DESTACAR

- 6 piezas
- Calidad superior
- Con caja de plástico
- Fabricados en acero inoxidable

## MODELOS

| MODELOS                       | Número de piezas | Incluye   | Suministrado con |
|-------------------------------|------------------|---|------------------|
| Kit de disección para PB.5111 | 6                | Aguja de disección (PB.5050)<br>Aguja de disección (PB.5054)<br>Pinza de disección (PB.5067)<br>Tijera de disección (PB.5084)<br>Bisturí N°4 (PB.5094)<br>Cuchillas (PB.5096) | Caja de plástico |
| Todas las aplicaciones        |                  |   |                  |

## ESPECIFICACIONES

Kit de disección con una aguja recta (PB.5050), aguja en forma lanceta (PB.5054), pinzas de disección (PB.5067), tijeras de disección (PB.5084) y un bisturí de cuchillas intercambiables Nº 4 (PB.5094) y paquete de 5 cuchillas (PB.5096) de punta roma

Todos nuestros instrumentos están hechos de acero inoxidable de máxima calidad. Se suministra con caja de plástico

## Downloads



[Accesorios de preparación ficha técnica Españoldownload](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO