

## KIT DE DISECCIÓN PROFESIONAL PB.5125 PARA MICROSCOPIOS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios para Reparación de Muestras de Microscopio](#), [Equipos de Disección para Microscopios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euromex ofrece tanto a los profesores, estudiantes y aficionados de microscopía una amplia gama de productos necesarios para la preparación de las muestras de microscopía como pueden ser porta-objetos, cubre-objetos, kits de disección, tinciones, solución de montaje, microtomos... Productos de calidad y la mejor manera de complementar su microscopio Euromex

### Kit de disección profesional de 10 piezas en caja de plástico PB.5125

Kit que incluye tres preparaciones con muestra, 2 porta-objetos con cavidad, 50 porta-objetos, 100 cubre-objetos, solución de montaje Entellan, aguja de disección en punta, aguja de disección con punta de lanceta, pinza con puntas afiladas, tijera de disección y bisturí. En caja de plástico

### A DESTACAR

- 10 piezas
- Calidad superior
- Caja de plástico
- Kit con porta-objetos con muestra
- Completo para la preparación de muestras
- Fabricado en acero inoxidable

### MODELOS

MODELO	Número de piezas	Incluye	Suministrado con
Kit de disección para PB.5125 Uso profesional	10	3 porta-objetos con muestra 2 porta-objetos con cavidad 50 porta-objetos (PB.5150) 100 cubre-objetos (PB.5165) Solución de montaje Entellan (PB.5256) Aguja de disección (PB.5050) Aguja de disección (PB.5054) Pinza de disección (PB.5067) Pinza de disección (PB.5084) Bisturí de punta roma (PB.5092)	caja de plástico

### ESPECIFICACIONES

Kit con 3 preparaciones con muestra, 2 porta-objetos con cavidad, 50 porta-objetos (PB.5150), 100 cubre-objetos (PB.5165), solución de montaje Entellan (PB.5256), aguja de disección en punta (PB.5050), aguja de disección con punta lanceta (PB.5054), pinza con puntas afiladas (PB.5067), tijera de disección con puntas afiladas (PB.5084) y bisturí con punta roma (PB.5092)

Todos nuestros instrumentos están hechos de acero inoxidable de máxima calidad. Se suministra en caja de plástico

### DOWNLOADS



[Accesorios de preparación ficha técnica Español](#) [download](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO