

KIT DE ESTANQUEIDAD PARA RED DE GAS KEG PARA ANALIZADORES KIGAZ



El kit de hermeticidad de la red de gas de Kimo se utiliza para los analizadores de gas Kigaz.

- Dos conexiones de estanqueidad en forma de cono
- Una bombilla de presión
- Conexiones para medición directa en conductos y medidor (botella macho 6-20, 10-32, 1 / 2G, M20x1.5), adaptador y tubos

SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO