

## KIT DE GRAVEDAD ESPECÍFICA Y AGREGADO FINO -H-3373A.4F



**SKU:** H-3373A.4F | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Gravedad específica](#), [Humboldt](#), [Otros métodos de prueba](#) | **Etiquetas:** [ASTM C128](#); [AASHTO T84](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit diseñado para proporcionarle el equipo básico para realizar la gravedad específica y la absorción de las pruebas de agregados finos. El kit incluye un molde cónico H-3360 y sabotaje; H-3381 picnómetro superior y 1 qt. (.95L) recipiente de vidrio, HB-4533A .1g legibilidad, escala de 2600 gramos; Horno de laboratorio H-30120 y divisor de muestras H-3966 .75 "(19 mm).

El kit de gravedad específica de agregado fino admite las siguientes normas: ASTM C128; AASHTO T84

**Norma:** AASHTO T84

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO