

KIT DE HIDRÓMETRO BELLTRONIC



SKU: B-01-16-02-16-0400 | **Categorías:** [Balance de Lodo](#) / [Escala de Densidad](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit de Hidrómetro Belltronic B-01-16-02-16-0400 Descripción del Kit de Hidrómetro Belltronic B-01-16-02-16-0400:

El kit de hidrómetro incluye 14 hidrómetros para medir la gravedad específica en el rango de 0,6 a 2,0 gravedad específica (SG) a 60 ° F.

Un termómetro con una escala de -30 ° F a 120 ° F es un accesorio estándar del kit. Todos los instrumentos están protegidos en un estuche no corrosivo, acolchado y fácil de transportar. Hay piezas individuales del kit disponibles bajo pedido. Se ofrece un cilindro de 250 ml (hecho de vidrio pesado) como una adición conveniente al kit.

Todos los hidrómetros miden al 0.002 más cercano a la gravedad específica. Estos hidrómetros se recomiendan para su uso en análisis de salmuera y están diseñados para funcionar junto con el kit de prueba de salmuera.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO