

## KIT DE LAVADO DE SELLOS, EQUIV. AL OEM # G1310-68731



Documento

- [CTS-10814.pdf](#)

**SKU:** CTS-10814 | **Categorías:** [Agilent](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Agilent Modelo: 1050, 1100, 1200 Número de pieza del OEM: G1310-68731

### ESPECIFICACIONES

**Sciencix Parte #**

CTS-10814

**OEM parte #**

G1310-68731

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO