

KIT DE MANGO DE VASO DE PRECIPITADOS - H-7500



Kit de mango de vaso de precipitados

Kit de abrazadera de banda ajustable para hacer un excelente asa de transporte en vasos de precipitados de todos los tamaños.

SKU: H-7500 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Kits](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-7500

Kit de mango de vaso de precipitados

Código del Producto

H-7500

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO