

## KIT DE MEDIDOR BÁSICO DE PH SPER SCIENTIFIC



Este kit incluye todo lo necesario para su utilización inmediata en el campo: Medidor de pH Básico 840087, electrodo de referencia sellado con conector BNC y cable de 2 1/2", pH 4 y 7, agua desionizada, instrucciones y una batería de 9V. Todos los componentes vienen en un estuche de protección delgado pero resistente y forrado de espuma por el interior.

**Peso del Estuche:** 1.1kg

**Dimensiones del Estuche:** 280 x 190 x 63mm

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sper Scientific](#), [Phmetro - medidor de ph](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO