

KIT DE MEDIDOR DE CALIDAD DEL AGUA SPER SCIENTIFIC



Incluye todo lo necesario para su uso inmediato en el campo como Medidor de pH: Medidor para la Calidad del Agua (cuenta con un conector BNC), electrodo combinado con cuerpo epóxico, entrada BNC y 2 1/2" de cable, sonda de temperatura ATC , instrucciones, solución buffer pH de 4, 7 y 10, agua desionizada, herramienta de calibración y una batería de 9V. Todos estos se encuentran contenidos en un estuche delgado y rígido, protegido en su interior con espuma.

Peso: 1.1kg.

Dimensiones: 280 x 190 x 63mm

SKU: N / A | **Categorías:** [Medición de parámetros de calidad del agua](#), [Sper Scientific](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO