



## KIT DE PRUEBA BIOBURDEN DE FILTRO DE AGUA STERLITECH



[vc\_row][vc\_column][vc\_tta\_tabs][vc\_tta\_section title="Información Sobre Pedidos" tab\_id="1574943621282-fbc3fc39-31fd"][vc\_wp\_text]

Imagen	SKU	Nombre	Solicitud	Diámetro (mm)	Requerimientos de energía
	1510036	Kit de prueba de filtro de agua Sterlitech Bioburden, 220 V, embudo de 3 lugares	Prueba de agua 47	47	220V / 50Hz
	1510034	Kit de prueba de filtro de agua Sterlitech Bioburden, 220 V, embudo simple	Prueba de agua 47	47	220V / 50Hz

[/vc\_wp\_text][/vc\_tta\_section][/vc\_tta\_tabs][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Kit de prueba de filtro de agua sterlitech bioburden](#), [Portafiltros - Sterlitech](#), [Portafiltros de vacío](#), [Productos Sterlitech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Estos kits de prueba BioBurden de Sterlitech facilitan la operación con una sola mano de filtrar muestras a base de agua para análisis microbianos, contaminación ambiental o pruebas de control de calidad de lotes pequeños. Cada kit incluye una bomba de vacío Rocker duradera, embudos de filtro de polisulfona de 47 mm reutilizables y autoclavables, y una botella trampa para recoger el líquido filtrado. Los kits de un solo lugar utilizan una botella de trampa Erlenmeyer de 2 litros, y los kits de 3 lugares vienen con un colector de acero inoxidable para un procesamiento más rápido de las muestras.[/vc\_column\_text][/vc\_column][vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO