

KIT DE PRUEBA DE ANCLAJE CON CALIBRE 25KN, ROSCA UNC -HC-2957U



SKU: HC-2957U | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Probadores de fuerza de adherencia y desprendimiento](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Kit de prueba de anclaje está diseñado para probar fijaciones, sujetadores y anclajes con roscas UNC. Consiste en una disposición de tornillo mecánico que actúa a través de una celda de carga hidráulica, que mide la carga aplicada directamente a la fijación. El valor de carga resultante se indica luego en el indicador analógico del tipo de marcación. Este kit presenta un calibre de 25 kN, para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. (Otros medidores están disponibles); varillas roscadas, pernos y adaptadores de botones ranurados en tamaños de 1/4 ", 3/8" y 7/8 "y un certificado de calibración.

- [Accesorios](#)
- [Manuales](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2988.1	Patatas de extensión de hexágono de 50 mm para comprobadores de adherencia
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2988.2	Patatas de extensión de hexágono de 75 mm para comprobadores de adherencia
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2988.3	Patatas de extensión de hexágono de 100 mm para comprobadores de adherencia
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2988.4	Calibrador de 5 kN para comprobadores de adherencia y anclaje
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2988.5	Calibrador de 10 kN para comprobadores de adherencia y anclaje
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2988.6	Calibrador de 20 kN para comprobadores de adherencia y anclaje

[Pull-Off-Testers](#) (Hoja de datos PDF)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO