

## KIT DE PRUEBA DE FUGAS POR RADIACIÓN, PAQUETE DE 10 - HS-200177



### Kit de prueba de fugas

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D6938](#)

Cada kit de prueba de fugas contiene todos los materiales necesarios para que los usuarios realicen una prueba de fugas en dispositivos de fuente sellada. Estos kits de prueba incluyen el servicio de análisis de Humboldt. Humboldt Scientific, Inc. proporciona kits de prueba de fugas y servicios de análisis para medidores nucleares portátiles y fijos de acuerdo con los procedimientos de prueba de limpieza. Humboldt está autorizada por la División de Protección Radiológica de Carolina del Norte, licencia # 092-0750-1 para proporcionar pruebas de fugas de fuente sellada en cualquier material radiactivo con número atómico 3-105 inclusive; y, cuenta con reconocimiento de reciprocidad nacional. El equipo de prueba de fugas de última generación, el bajo costo y el servicio de respuesta rápido garantizan una medición precisa y conveniente de sus muestras.

**SKU:** HS-200177 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Kits](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HS-200185

Kit de prueba de fugas por radiación, paquete de 2

HS-200177

Kit de prueba de fugas por radiación, paquete de 10

## Código del Producto

HS-200177

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO