

## KIT DE REFRENTADO DE CILINDRO -H-2951



**SKU:** H-2951 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#), [Refrentado de cilindros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El kit proporciona los componentes básicos para el tapado del cilindro e incluye: (1) portador de cilindro H-2945, (1) tapón de cilindro vertical H-2952, (1) crisol de compuestos H-2953, (1) compuesto de taponamiento H-2959 y ( 1) cucharón H-2958. Vea los componentes individuales para las descripciones.

El kit de refrentado de cilindros admite las siguientes normas: [ASTM C31](#), [ASTM C39](#), [ASTM C192](#), [ASTM C617](#), AASHTO T22, AASHTO T23, AASHTO T126, AASHTO T231

[ASTM C39](#)

[ASTM C192](#)

[ASTM C617](#)

AASHTO T22

AASHTO T23

AASHTO T126

AASHTO T231

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO