

KIT DE REGISTRADOR DE PH CON TARJETA DE MEMORIA EXTRAÍBLE SD - SPER SCIENTIFIC



Contiene todo lo necesario para su utilización inmediata en el campo: Registrador de pH con Tarjeta de Memoria Extraíble SD, electrodo de referencia sellado con conector BNC de combinación epoxi y cable de 2 1/2", sonda de temperatura ATC, pH buffers 4, 7, 10 y agua desionizada, baterías e instrucciones. Todo viene en un estuche delgado pero de protección rígida y forrado con espuma.

Dimensiones del kit: 280 x 190 x 63mm

SKU: N / A | **Categorías:** [Sper Scientific](#), [Phmetro - medidor de ph](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO