

KIT DE SELLO DE ALTA PRESIÓN, EQUIV. SEGÚN OEM # 02540275, 0254-0275



Documento

- [CTS-10757.pdf](#)

SKU: CTS-10757 | **Categorías:** [PerkinElmer](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: PerkinElmer Modelo: 1, 10, 2, Serie 200, 250, 3, 3B, 4, 400, 410, 620, Int. 4000 Número de pieza OEM: 02540275, 0254-0275

COMPATIBILIDAD

Marcas (OEM)	Modelos
PerkinElmer	1, 2, 3, 3B, 4, 10, 200 Series, 400, 410, 620 e Int 4000

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix	CTS-10757
N. ° de piezas OEM	0254-0275, 02540275

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO