

## KIT DE SUCCIÓN BIODOLPHIN



- Conexión rápida
- Expulsión de puntas con una mano
- Diseño de interruptor de bloqueo, fácil de usar
- Estante de almacenamiento multifuncional
- Esterilizable en autoclave

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Biosucción](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características del producto del kit de succión BioDolphin:

#### Conexión rápida

- La conexión rápida entre el mango y el adaptador puede hacer que cualquier adaptador de conexión se reemplace rápidamente.

#### Expulsión de puntas con una mano

- El innovador diseño del eyector de puntas permite la expulsión de puntas con una sola mano fácilmente

#### Diseño de interruptor de bloqueo / fácil de usar

- El mango ergonómico de BioDolphin y el interruptor de bloqueo de diseño amigable pueden mantener la succión continua sin presionar el botón todo el tiempo.

#### Estante de almacenamiento multifuncional

- El estante de diseño exclusivo puede acomodar todos los adaptadores en orden. Una bandeja de recogida de líquidos incorporada puede recibir residuos líquidos que gotean de los adaptadores.

#### Esterilizable en autoclave


- El kit completo, excepto la rejilla, está hecho de POM y material de acero inoxidable disponible para autoclave.

#### Especificaciones

- Patente: M429771
- Tipo de operación: presione para succionar
- Lengüeta de la manguera: ID6
- Dimensión (LxAnxAI): 15 x 15,2 x 19,5 cm
- Mango de material - POM
- Adaptador de punta de 1 canal (50, 150 mm) POM
- 1 adaptador de punta de 8 canales con eyector - POM
- 1 adaptador S.S de 8 canales - POM y SS304
- Rejilla - ABS

#### Aplicaciones del kit de succión BioDolphin:

- Aspiración de cultivo celular
- Aspiración de residuos de laboratorio




#### Información para realizar pedidos del kit de succión BioDolphin:

Número de pieza del producto  
199100-00

Producto

Kit de succión BioDolphin, el kit completo incluye asa, rejilla y 7 accesorios

1. 199100-30 Mango
2. 199100-46 Adaptador de punta de 1 canal (50 mm)
3. 199100-76 Adaptador de punta de 1 canal (150 mm)
4. 199100-47 Adaptador SS de 1 canal (40 mm)
5. 199100-48 Adaptador SS de 1 canal (80 mm)
6. 199100-49 Adaptador SS de 8 canales (40 mm)
7. 199100-75 Adaptador de punta de 1 canal con eyector
8. 199100-50 Adaptador de punta de 8 canales con eyector
9. 199100-61 Rejilla



Número de pieza del producto  
199200-00

Producto  
Kit de succión Plus (Azul claro), incluye asa y 3 accesorios  
1. 199100-30 Mango  
2. 199100-48 Adaptador SS de 1 canal (80 mm)  
3. 199100-50 Adaptador de punta de 8 canales con eyector  
4. 199100-75 Adaptador de punta de 1 canal con eyector

## Videos

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO