

KIT DE VERIFICACIÓN PAV, NIST TRACEABLE -H-1640.2



SKU: H-1640.2 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Proporciona verificación de temperatura y presión detectable por NIST e incluye un bloque de calibración. El rango de temperatura es de -201 a 1210 ° C con una precisión de 0.03 ° C El rango de presión es de 0 a 500 psi con una precisión de 0.25% de escala completa (ANSI / ASME B40.1 Grado 4A)

Accesorios

<input checked="" type="checkbox"/>	H-1640.1	Sistema de batería de respaldo UPS
<input checked="" type="checkbox"/>	H-1640.2	Kit de verificación PAV
<input checked="" type="checkbox"/>	H-1640.3	PAV Junta torica
<input checked="" type="checkbox"/>	H-1640.4	Adaptador CGA
<input checked="" type="checkbox"/>	H-1640.5	Manguera de alta presión
<input checked="" type="checkbox"/>	H-1640.6	Set de bandejas para muestras

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO